



**SINGULAR**  
Implants

# CATÁLOGO

[www.singularimplants.com.br](http://www.singularimplants.com.br)

# GLOBAL ÍNDICE

|             |    |
|-------------|----|
| IMPLANTES   | 03 |
| COMPONENTES | 15 |
| DIGITAL     | 36 |
| KITS        | 43 |





# IMPLANTES

## ÍNDICE IMPLANTES

|                  |    |
|------------------|----|
| CONE MORSE       | 05 |
| GO DIRECT        | 07 |
| HEXÁGONO EXTERNO | 08 |
| GMC              | 11 |



# IMPLANTES SINGULAR

## O MELHOR TITÂNIO DO MUNDO

Os Implantes da Singular são produzidos em titânio grau 4 (ASTM F67) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

## MÁXIMA PRECISÃO

Usinados em tornos CNC com precisão máxima e controle de qualidade rigoroso.

## VERSATILIDADE

Os implantes Singular permitem a colocação em todos os tipos de condições e ossos.

## ALTA OSSEOINTEGRAÇÃO

Superfície que permite alta osseointegração promovida por um duplo ataque ácido.


Osseointegração de 06 a 08 semanas.





# CONE MORSE CÔNICO

| TAMANHOS   | MODELO   CÓDIGO |
|------------|-----------------|
| 3.5 X 8    | 100.377         |
| 3.5 X 10   | 100.378         |
| 3.5 X 11.5 | 100.379         |
| 3.5 X 13   | 100.183         |
| 3.5 X 16   | 100.381         |
| 3.75 X 7   | 100.185         |
| 3.75 X 9   | 100.186         |
| 3.75 X 11  | 100.187         |
| 3.75 X 13  | 100.188         |
| 3.75 X 15  | 100.189         |
| 4.0 X 7    | 100.191         |
| 4.0 X 9    | 100.192         |
| 4.0 X 11   | 100.193         |
| 4.0 X 13   | 100.194         |
| 4.0 X 15   | 100.195         |
| 4.3 X 8    | 100.388         |
| 4.3 X 10   | 100.389         |
| 4.3 X 11.5 | 100.390         |
| 4.3 X 13   | 100.391         |
| 4.3 X 16   | 100.392         |
| 5.0 X 8    | 100.400         |
| 5.0 X 10   | 100.401         |
| 5.0 X 11.5 | 100.402         |
| 5.0 X 13   | 100.403         |
| 5.0 X 16   | 100.404         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cônico com conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar
- Angulação interna 11,5°
- Rosca interna M1.8
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



## INDICAÇÕES

- Indicado para ossos tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

## Sequência de Brocas Cônicas

|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 3.5 | 3.5+<br>MAX* | 4.3 | 5.0 |
|------|-------|-----|--------------------|-----|--------------|-----|-----|
| 3.5  | •     | •   | •                  | •   |              |     |     |
| 3.75 | •     | •   | •                  | •   | •            |     |     |
| 4.0  | •     | •   | •                  | •   | •            |     |     |
| 4.3  | •     | •   | •                  | •   |              | •   |     |
| 5.0  | •     | •   | •                  | •   |              | •   | •   |

\*Conforme planejamento cirúrgico



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM





# CONE MORSE CILÍNDRICO

| TAMANHOS | MODELO   CÓDIGO |
|----------|-----------------|
| 3.5 X 7  | 100.110         |
| 3.5X9    | 100.111         |
| 3.5 x 11 | 100.112         |
| 3.5 X 13 | 100.113         |
| 3.5 X 15 | 100.114         |
| 3.75X7   | 100.115         |
| 3.75X9   | 100.116         |
| 3.75X11  | 100.117         |
| 3.75 X13 | 100.319         |
| 3.75 X15 | 100.320         |
| 4.0 X 7  | 100.121         |
| 4.0 X 9  | 100.122         |
| 4.0X11   | 100.123         |
| 4.0 X 13 | 100.124         |
| 4.0 X 15 | 100.125         |
| 5.0 X 7  | 100.133         |
| 5.0 X 9  | 100.134         |
| 5.0 X 11 | 100.135         |
| 5.0 X 13 | 100.136         |
| 5.0 X 15 | 100.137         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cilíndrico com rosca dupla, ápice cônico e conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar
- Angulação interna 11,5°
- Rosca interna M1.8
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



## INDICAÇÕES

- Para todos os tipos de ossos (I, II, III E IV)
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de sequência de brocas
- Pode ser usado para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica.
- Implante para osso compacto ou poroso
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

## Sequência de Brocas Cilíndricas

|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO OPCIONAL | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 |
|------|-------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 3.5  | •     | •   | •               | •   |     |     |     |
| 3.75 | •     | •   | •               | •   | •   |     |     |
| 4.0  | •     | •   | •               | •   | •   | •   |     |
| 5.0  | •     | •   | •               | •   | •   | •   | •   |



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 800/1200 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM




PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



# CONE MORSE GO DIRECT

| TAMANHOS   | MODELO   CÓDIGO |
|------------|-----------------|
| 3.5 X 8    | 100.083         |
| 3.5 X 10   | 100.086         |
| 3.5 X 11.5 | 100.087         |
| 3.5 X 13   | 100.082         |
| 3.5 X 16   | 100.081         |
| 4.3 X 8    | 100.088         |
| 4.3 X 10   | 100.089         |
| 4.3 X 11.5 | 100.090         |
| 4.3 X 13   | 100.091         |
| 4.3 X 16   | 100.092         |
| 5.0 X 8    | 100.093         |
| 5.0 X 10   | 100.094         |
| 5.0 X 11.5 | 100.095         |
| 5.0 X 13   | 100.096         |
| 5.0 X 16   | 100.097         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cônico com rosca dupla e conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar
- Ângulo interno 11,5°
- Rosca interna M1.8
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



## INDICAÇÕES

- Indicado para osso tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de sequência de brocas.
- Pode ser usado tanto para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
- Indicado para pós extração e carga imediata
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

## Sequência de Brocas Cônicas

|     | LANÇA | 2.0 | PILOTO OPCIONAL | 3.5 | 3.5+ <sup>MAX</sup> | 4.3 | 5.0 |
|-----|-------|-----|-----------------|-----|---------------------|-----|-----|
| 3.5 | •     | •   | •               | •   | •                   |     |     |
| 4.3 | •     | •   | •               | •   |                     | •   |     |
| 5.0 | •     | •   | •               | •   |                     | •   | •   |

\*Conforme planejamento cirúrgico



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM





# HE CÔNICO

| TAMANHOS | MODELO   CÓDIGO | PLATAFORMA |
|----------|-----------------|------------|
| 100.409  | 3.5 X 8         | HEX2.36    |
| 100.410  | 3.5 X 10        | HEX2.36    |
| 100.412  | 3.5 X 13        | HEX2.36    |
| 100.413  | 3.5 X 16        | HEX2.36    |
| 100.411  | 3.5X11.5        | HEX2.36    |
| 100.221  | 3.75 X 7        | 4.1 UNIV.  |
| 100.222  | 3.75 X 9        | 4.1 UNIV.  |
| 100.223  | 3.75 X 11       | 4.1 UNIV.  |
| 100.224  | 3.75 X 13       | 4.1 UNIV.  |
| 100.225  | 3.75 X 15       | 4.1 UNIV.  |
| 100.227  | 4.0 X 7         | 4.1 UNIV.  |
| 100.228  | 4.0 X 9         | 4.1 UNIV.  |
| 100.229  | 4.0 X 11        | 4.1 UNIV.  |
| 100.230  | 4.0 X 13        | 4.1 UNIV.  |
| 100.231  | 4.0 X 15        | 4.1 UNIV.  |
| 100.427  | 4.3 X 8         | 4.1 UNIV.  |
| 100.428  | 4.3 X 10        | 4.1 UNIV.  |
| 100.429  | 4.3 X 11.5      | 4.1 UNIV.  |
| 100.430  | 4.3 X 13        | 4.1 UNIV.  |
| 100.431  | 4.3 X 16        | 4.1 UNIV.  |
| 100.439  | 5.0 X 8         | 4.1 UNIV.  |
| 100.440  | 5.0 X 10        | 4.1 UNIV.  |
| 100.441  | 5.0 X 11.5      | 4.1 UNIV.  |
| 100.442  | 5.0 X 13        | 4.1 UNIV.  |
| 100.443  | 5.0 X 16        | 4.1 UNIV.  |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Hexágono Externo Cônico
- Duplo ataque ácido
- Instrumentação simplificada
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Inserção Nível Ósseo
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



## INDICAÇÕES

- Implante para diversas situações clínicas
- Indicado para osso tipo III e IV
- Pode ser usado tanto para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

## Sequência de Brocas Cônicas

|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 3.5 | 3.5+<br>MAX | 4.3 | 5.0 |
|------|-------|-----|--------------------|-----|-------------|-----|-----|
| 3.5  | ●     | ●   | ●                  | ●   |             |     |     |
| 3.75 | ●     | ●   | ●                  | ●   | ●           |     |     |
| 4.0  | ●     | ●   | ●                  | ●   | ●           |     |     |
| 4.3  | ●     | ●   | ●                  | ●   |             | ●   |     |
| 5.0  | ●     | ●   | ●                  | ●   |             | ●   | ●   |

\*Conforme planejamento cirúrgico



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



HE PLATAFORMA 3.3  
HEXÁGONO EXTERNO 2.36MM  
ROSCA INTERNA: M 1.8

HE PLATAFORMA 4.1  
HEXÁGONO EXTERNO 2.70MM  
ROSCA INTERNA: M 2.0



PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



# HE CILÍNDRICO

| TAMANHOS | MODELO   CÓDIGO | PLATAFORMA |
|----------|-----------------|------------|
| 100.139  | 3.3 X 7         | HEX2.36    |
| 100.140  | 3.3 X 9         | HEX2.36    |
| 100.141  | 3.3 X 11        | HEX2.36    |
| 100.142  | 3.3 X 13        | HEX2.36    |
| 100.143  | 3.3 X 15        | HEX2.36    |
| 100.151  | 3.75 X 7        | 4.1 UNIV.  |
| 100.152  | 3.75 X 9        | 4.1 UNIV.  |
| 100.153  | 3.75 X 11       | 4.1 UNIV.  |
| 100.154  | 3.75 X 13       | 4.1 UNIV.  |
| 100.155  | 3.75 X 15       | 4.1 UNIV.  |
| 100.157  | 4.0 X 7         | 4.1 UNIV.  |
| 100.158  | 4.0 X 9         | 4.1 UNIV.  |
| 100.159  | 4.0 X 11        | 4.1 UNIV.  |
| 100.160  | 4.0 X 13        | 4.1 UNIV.  |
| 100.161  | 4.0 X 15        | 4.1 UNIV.  |
| 100.169  | 5.0 X 7         | 4.1 UNIV.  |
| 100.170  | 5.0 X 9         | 4.1 UNIV.  |
| 100.171  | 5.0 X 11        | 4.1 UNIV.  |
| 100.173  | 5.0 X 15        | 4.1 UNIV.  |
| 100.172  | 5.0 X 13        | 4.1 UNIV.  |

HE PLATAFORMA 3.3  
HEXÁGONO EXTERNO 2.36MM  
ROSCA INTERNA: M 1.8

HE PLATAFORMA 4.1  
HEXÁGONO EXTERNO 2.70MM  
ROSCA INTERNA: M 2.0



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Hexágono Externo Cilíndrico com rosca dupla
- Duplo ataque ácido
- Instrumentação simplificada
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Inserção Nível Ósseo
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



## INDICAÇÕES

- Implante para diversas situações clínicas
- Indicado para osso tipo I, II, III e IV
- Pode ser usado tanto para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

## Sequência de Brocas Cilíndricas

|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO OPCIONAL | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 |
|------|-------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 3.5  | ●     | ●   | ●               | ●   |     |     |     |
| 3.75 | ●     | ●   | ●               | ●   | ●   |     |     |
| 4.0  | ●     | ●   | ●               | ●   | ●   | ●   |     |
| 5.0  | ●     | ●   | ●               | ●   | ●   | ●   | ●   |



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 800/1200 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM





# GMC



**SINGULAR**  
Implants



**GREAT MORSE CONNECTION  
COMPATIBILITY SYSTEM**


O ÚNICO COMPATÍVEL COM O GRAND MORSE NEODENT





# GMC CÔNICO

| TAMANHOS    | MODELO   CÓDIGO |
|-------------|-----------------|
| 3.5 X 8     | 100.620         |
| 3.5 X 10    | 100.621         |
| 3.5 X 11,5  | 100.622         |
| 3.5 X 13    | 100.623         |
| 3.5 X 16    | 100.624         |
| 3.75 X 8    | 100.625         |
| 3.75 X 10   | 100.626         |
| 3.75 X 11,5 | 100.627         |
| 3.75 X 13   | 100.628         |
| 3.75 X 16   | 100.629         |
| 4.0 X 8     | 100.630         |
| 4.0 X 10    | 100.631         |
| 4.0 X 11,5  | 100.632         |
| 4.0 X 13    | 100.633         |
| 4.0 X 16    | 100.634         |
| 4.3 X 8     | 100.635         |
| 4.3 X 10    | 100.636         |
| 4.3 X 11,5  | 100.637         |
| 4.3 X 13    | 100.638         |
| 4.3 X 16    | 100.639         |
| 5.0 X 8     | 100.640         |
| 5.0 X 10    | 100.641         |
| 5.0 X 11,5  | 100.642         |
| 5.0 X 13    | 100.643         |
| 5.0 X 16    | 100.644         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cônico com conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave GMC de contra-ângulo e chave torque GMC para finalizar
- Angulação interna 16°
- Rosca interna M1.6
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



## INDICAÇÕES

- Indicado para ossos tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

## Sequência de Brocas Cônicas

|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 3.5 | 3.5+<br>MAX* | 4.3 | 5.0 |
|------|-------|-----|--------------------|-----|--------------|-----|-----|
| 3.5  | •     | •   | •                  | •   |              |     |     |
| 3.75 | •     | •   | •                  | •   | •            |     |     |
| 4.0  | •     | •   | •                  | •   | •            |     |     |
| 4.3  | •     | •   | •                  | •   |              | •   |     |
| 5.0  | •     | •   | •                  | •   |              | •   | •   |

\*Conforme planejamento cirúrgico



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



# GMC CILÍNDRICO

| TAMANHOS  | MODELO   CÓDIGO |
|-----------|-----------------|
| 3.5 X 7   | 100.600         |
| 3.5 X 9   | 100.601         |
| 3.5 X 11  | 100.602         |
| 3.5 X 13  | 100.603         |
| 3.5 X 15  | 100.604         |
| 3.75 X 7  | 100.605         |
| 3.75 X 9  | 100.606         |
| 3.75 X 11 | 100.607         |
| 3.75 X 13 | 100.608         |
| 3.75 X 15 | 100.609         |
| 4.0 X 7   | 100.610         |
| 4.0 X 9   | 100.611         |
| 4.0 X 11  | 100.612         |
| 4.0 X 13  | 100.613         |
| 4.0 X 15  | 100.614         |
| 5.0 X 7   | 100.615         |
| 5.0 X 9   | 100.616         |
| 5.0 X 11  | 100.617         |
| 5.0 X 13  | 100.618         |
| 5.0 X 15  | 100.619         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cilíndrico com dupla rosca e conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave GMC de contra-ângulo e chave torque GMC para finalizar
- Angulação interna 16°
- Rosca interna M1.6
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



## INDICAÇÕES

- Para todos os tipos de ossos (I, II, III E IV)
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de sequência de brocas
- Pode ser usado para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica.
- Implante para osso compacto ou poroso
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

## Sequência de Brocas Cilíndricas

|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 |
|------|-------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 3.5  | ●     | ●   | ●                  | ●   |     |     |     |
| 3.75 | ●     | ●   | ●                  | ●   | ●   |     |     |
| 4.0  | ●     | ●   | ●                  | ●   | ●   | ●   |     |
| 5.0  | ●     | ●   | ●                  | ●   | ●   | ●   | ●   |



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 800/1200 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM





# GMC GO DIRECT

| TAMANHOS   | MODELO   CÓDIGO |
|------------|-----------------|
| 3.5 X 8    | 100.645         |
| 3.5 X 10   | 100.646         |
| 3.5 X 11.5 | 100.647         |
| 3.5 X 13   | 100.648         |
| 3.5 X 16   | 100.649         |
| 4.3 X 8    | 100.650         |
| 4.3 X 10   | 100.651         |
| 4.3 X 11.5 | 100.652         |
| 4.3 X 13   | 100.653         |
| 4.3 X 16   | 100.654         |
| 5.0 X 8    | 100.655         |
| 5.0 X 10   | 100.656         |
| 5.0 X 11.5 | 100.657         |
| 5.0 X 13   | 100.658         |
| 5.0 X 16   | 100.659         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cônicos com conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave GMC de contra-ângulo e chave torque GMC para finalizar
- Ângulo interno 16°
- Rosca interna M1.6
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura



## INDICAÇÕES

- Indicado para osso tipo III e IV.
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de sequência de brocas. Pode ser usado tanto para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
- Indicado para pós extração e carga imediata
- Torque máximo indicado para o Cover: **10 Ncm**

## Sequência de Brocas Cônicas

|     | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 3.5 | 3.5+ <sup>MAX</sup> | 4.3 | 5.0 |
|-----|-------|-----|--------------------|-----|---------------------|-----|-----|
| 3.5 | •     | •   | •                  | •   | •                   |     |     |
| 4.3 | •     | •   | •                  | •   |                     | •   |     |
| 5.0 | •     | •   | •                  | •   |                     | •   | •   |

\*Conforme planejamento cirúrgico



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM





# SUORTE TÉCNICO E MANUAIS DE INSTRUÇÃO



MANUAL DO  
KIT PROTÉTICO



MANUAL DO  
KIT CIRÚRGICO




FALE COM A  
EQUIPE TÉCNICA



TODOS MANUAIS  
SINGULAR





# COMPONENTES

ÍNDICE COMPONENTES

|                  |    |
|------------------|----|
| CONE MORSE       | 16 |
| HEXÁGONO EXTERNO | 24 |
| GMC              | 28 |



# CONE MORSE

**MELHOR TITÂNIO DO MUNDO**

Os componentes da Singular são produzidos em liga de titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

**MELHOR PRECISÃO DO MERCADO**

Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um rigoroso controle de qualidade.



 **SINGULAR**  
Implants



## CICATRIZADOR CONE MORSE



- Chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| TAMANHOS  | MOD. CÔD. |
|-----------|-----------|
| 3,3 X 0.8 | 110.043   |
| 3,3 X 1.5 | 110.044   |
| 3,3 X 2.5 | 110.045   |
| 3,3 X 3.5 | 110.046   |
| 3,3 X 4.5 | 110.047   |
| 3,3 X 5.5 | 110.048   |
| 4,5 X 0.8 | 110.037   |
| 4,5 X 1.5 | 110.038   |
| 4,5 X 2.5 | 110.039   |
| 4,5 X 3.5 | 110.040   |
| 4,5 X 4.5 | 110.041   |
| 4,5 X 5.5 | 110.042   |

## ANÁLOGO CONE MORSE



| DESCRIÇÃO             | MOD. CÔD. |
|-----------------------|-----------|
| ANÁLOGO CM N INDEXADO | 101.030   |

## PARAFUSO CONE MORSE



- Chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

| DESCRIÇÃO                    | MOD. CÔD. |
|------------------------------|-----------|
| PARAFUSO BASE CAD CM N (1.8) | 102.130   |

## COVER CONE MORSE



| DESCRIÇÃO  | MOD. COD. |
|------------|-----------|
| COVER CM N | 110.135   |

## TRANSFER CONE MORSE



- Chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**
- Único componente para todos os diâmetros de implantes

| DESCRIÇÃO                    | MOD. CÔD. |
|------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA CM  | 108.213   |
| DESCRIÇÃO                    | MOD. CÔD. |
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA CM | 108.212   |

# QUALIDADE



**SINGULAR  
IMPLANTS**  
UMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA



## UCLA EM TITÂNIO CONE MORSE



### INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado para próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses provisórias unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

| CONEXÃO/TAMANHO         | MOD. Cód. |
|-------------------------|-----------|
| Rotacional : 1.5mm      | 103.142   |
| Rotacional : 2.5mm      | 103.143   |
| Anti Rotacional : 0.8mm | 103.131   |
| Anti Rotacional : 1.5mm | 103.132   |
| Anti Rotacional : 2.5mm | 103.133   |
| Anti Rotacional : 3.5mm | 103.134   |
| Anti Rotacional : 4.5mm | 103.135   |

## UCLA EM CO-CR CONE MORSE



### INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em próteses definitivas múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

| CONEXÃO/TAMANHO         | MOD. Cód. |
|-------------------------|-----------|
| Rotacional : 0.8mm      | 103.079   |
| Anti Rotacional : 0.8mm | 103.119   |
| Anti Rotacional : 1.5mm | 103.120   |
| Anti Rotacional : 2.5mm | 103.121   |
| Anti Rotacional : 3.5mm | 103.122   |
| Anti Rotacional : 4.5mm | 103.123   |



**SINGULAR IMPLANTS. UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA**





## MINI PILAR ANGULADO CONE MORSE



## INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **20Ncm**

Angulação 17°

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 1.5      | 116.022   |
| 2.5      | 116.023   |
| 3.5      | 116.024   |

Angulação 30°

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 1.5      | 116.090   |
| 2.5      | 116.091   |
| 5.0      | 116.092   |

## ANÁLOGO MINI PILAR



| DESCRIÇÃO          | MOD. CÔD. |
|--------------------|-----------|
| ANÁLOGO MINI PILAR | 101.006   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                   | MOD/CÔD. |
|-----------------------------|----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR | 115.001  |

## CILINDROS



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                                           | MOD. CÔD. |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CILINDRO MINI PILAR TITÂNIO                         | 109.004   |
| CJTO LAB CILINDRO MINI PILAR CALCINÁVEL C/ PARAFUSO | 109.045   |
| CILINDRO MINI PILAR CO-CR C/ PARAFUSO               | 109.014   |

## MINI PILAR CONE MORSE



Ângulo reto

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 0.8      | 118.001   |
| 1.5      | 118.002   |
| 2.5      | 118.003   |
| 3.5      | 118.004   |
| 4.5      | 118.005   |
| 5.5      | 118.006   |

## INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Instalação com Chave Mini Pilar
- Torque máximo indicado: **32Ncm**

## PARAFUSO MINI PILAR



| DESCRIÇÃO           | MOD.COD. |
|---------------------|----------|
| PARAFUSO MINI PILAR | 102.005  |

## TRANSFER MINI PILAR



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                            | MOD. CÔD. |
|--------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MINI PILAR  | 108.207   |
| DESCRIÇÃO                            | MOD. CÔD. |
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MINI PILAR | 108.208   |



## PILAR TG CONE MORSE

### INDICAÇÕES

- Prótese Unitária Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4,5mm
- Instalação com chave sextavada de 1.6
- Torque máximo indicado: 32 Ncm

| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| 0.8      | 118.058   |
| 1.5      | 118.059   |
| 2.5      | 118.018   |
| 3.5      | 118.019   |
| 4.5      | 118.020   |
| 5.5      | 118.021   |

## ANÁLOGO PILAR TG



| DESCRIÇÃO        | MOD. CÓD. |
|------------------|-----------|
| ANÁLOGO PILAR TG | 101.023   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

| MODELO              | MOD. CÓD. |
|---------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO TG | 115.002   |

## CILINDROS

- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm



| DESCRIÇÃO                                    | MOD. CÓD. |
|----------------------------------------------|-----------|
| CILINDRO TG-TITÂNIO                          | 109.042   |
| CILINDRO PILAR TG CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL | 109.041   |
| CILINDRO CO-CRTG                             | 109.043   |

## PARAFUSO TG



| DESCRIÇÃO   | MOD. COD. |
|-------------|-----------|
| PARAFUSO TG | 102.051   |

# COMPATIBILIDADE



## SINGULAR IMPLANTS

UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA

## TRANSFER PILAR TG



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

| DESCRIÇÃO                          | MOD. CÓD. |
|------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA PILAR TG  | 108.211   |
| DESCRIÇÃO                          | MOD. CÓD. |
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA PILAR TG | 108.210   |



## MICRO PILAR CONE MORSE

## INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 3.0mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Indicado para pequenos espaços protéticos
- Instalação com chave Mini Pilar
- Torque máximo indicado: **32Ncm**



| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| 0,8      | 141.010   |
| 1.5      | 141.011   |
| 2.5      | 141.012   |
| 3.5      | 141.013   |
| 4.5      | 141.014   |
| 5.5      | 141.015   |

## ANÁLOGO MICRO PILAR



| DESCRIÇÃO           | MOD. CÓD. |
|---------------------|-----------|
| ANÁLOGO MICRO PILAR | 101.097   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                    | MOD. CÓD. |
|------------------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO MICRO PILAR | 115.020   |

## CILINDROS

- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**



| DESCRIÇÃO                       | MOD. CÓD. |
|---------------------------------|-----------|
| CILINDRO MICRO PILAR EM TITÂNIO | 109.131   |
| CILINDRO MICRO PILAR CALCINÁVEL | 109.132   |
| CILINDRO CO-CR MICRO PILAR      | 109.133   |



## CUSTO E BENEFÍCIO

SINGULAR IMPLANTES  
UMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA

## PARAFUSO MINI PILAR



| DESCRIÇÃO           | MOD. COD. |
|---------------------|-----------|
| PARAFUSO MINI PILAR | 102.005   |

## TRANSFER DO MICRO PILAR



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                                | MOD. CÓD. |
|------------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MICRO PILAR 3.8 | 108.209   |





## PILAR UNIVERSAL CONE MORSE



Universal

## INDICAÇÕES

- Para próteses cimentadas unitárias
- Instalação com chave sextavada 1.2
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

| TAMANHOS       | MOD. CÓD. | TAMANHOS       | MOD. CÓD. |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 3.3 x4 - 0.8mm | 119.013   | 4.5 x4 - 0.8mm | 119.001   |
| 3.3 x4 - 1.5mm | 119.014   | 4.5 x4 - 1.5mm | 119.002   |
| 3.3 x4 - 2.5mm | 119.015   | 4.5 x4 - 2.5mm | 119.003   |
| 3.3 x4 - 3.5mm | 119.016   | 4.5 x4 - 3.5mm | 119.004   |
| 3.3 x4 - 4.5mm | 119.017   | 4.5 x4 - 4.5mm | 119.005   |
| 3.3 x4 - 5.5mm | 119.018   | 4.5 x4 - 5.5mm | 119.006   |
| 3.3 x6 - 0.8mm | 119.019   | 4.5 x6 - 0.8mm | 119.007   |
| 3.3 x6 - 1.5mm | 119.020   | 4.5 x6 - 1.5mm | 119.008   |
| 3.3 x6 - 2.5mm | 119.021   | 4.5 x6 - 2.5mm | 119.009   |
| 3.3 x6 - 3.5mm | 119.022   | 4.5 x6 - 3.5mm | 119.010   |
| 3.3 x6 - 4.5mm | 119.023   | 4.5 x6 - 4.5mm | 119.011   |
| 3.3 x6 - 5.5mm | 119.024   | 4.5 x6 - 5.5mm | 119.012   |

## ANÁLOGO DO PILAR UNIVERSAL



| DESCRIÇÃO                      | MOD. CÓD. |
|--------------------------------|-----------|
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 3.3X4.0 | 101.017   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 3.3X6.0 | 101.018   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 4.5X4.0 | 101.019   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 4.5X6.0 | 101.020   |

## CONJUNTO MUNHÃO UNIVERSAL



## Acompanha

- Transferente para moldagem
- Cilindro provisório
- Cilindro para fundição

| DESCRIÇÃO                                | MOD. CÓD. |
|------------------------------------------|-----------|
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 3.3 X 4.0 | 103.214   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 3.3 X 6.0 | 103.215   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 4.5 X 4.0 | 103.216   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 4.5 X 6.0 | 103.217   |

## PERFORMANCE

SINGULAR  
IMPLANTS

UMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA





## PILAR UNIVERSAL CONE MORSE ANGULADO

Angulação 17°

| DESCRIÇÃO                             | MOD. CÓD. |
|---------------------------------------|-----------|
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X4,0 1,5MM 17°   | 119.070   |
| PILAR UNIVERSAL 3.3x4 2.5mm 17°       | 119.401   |
| PILAR UNIVERSAL 3.3 X 4 3.5MM 17°     | 119.402   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 1,5MM 17°   | 119.072   |
| PILAR UNIV ANG 3.3 X 6.0 2.5MM 17°    | 119.073   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 3,5MM 17°   | 119.071   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 4.0 1.5 17°   | 119.076   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 4.0 2.5MM 17° | 119.074   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5X4.0 3.5MM 17°   | 119.075   |
| PILAR UNIV ANG CM 4,5X6,0 1,5MM 17°   | 119.078   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 2.5MM 17° | 119.080   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 3.5MM 17° | 119.077   |

### INDICAÇÕES

- Prótese Unitária Cimentada
- Instalação com chave protética de 1.2
- Torque máximo indicado: **20Ncm**

Angulação 30°

| DESCRIÇÃO                             | MOD. CÓD. |
|---------------------------------------|-----------|
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X4,0 1,5MM 30°   | 119.082   |
| PILAR UNIV ANG CM 3.3X4.0 2.5MM 30°   | 119.083   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X4,0 3,5MM 30°   | 119.081   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 1,5MM 30°   | 119.135   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 2,5MM 30°   | 119.134   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 3,5MM 30°   | 119.133   |
| PILAR UNIV ANG CM 4,5X4,0 1,5MM 30°   | 119.137   |
| PILAR UNIV ANG CM 4,5X4,0 2,5MM 30°   | 119.138   |
| PILAR UNIV ANG CM 4,5X4,0 3,5MM 30°   | 119.136   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 1.5MM 30° | 119.139   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 2.5MM 30° | 119.140   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5X6.0 3.5MM 30°   | 119.425   |



# SINGULAR IMPLANTS. UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA



# HEXÁGONO EXTERNO

**MELHOR TITÂNIO DO MUNDO**

Os componentes da Singular são produzidos em liga de titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

**MELHOR PRECISÃO DO MERCADO**

Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um rigoroso controle de qualidade.



## ANÁLOGO HEXÁGONO EXTERNO



| TAMANHOS         | MOD. CÓD. |
|------------------|-----------|
| Ø 3.3            | 101.001   |
| Ø 4.1            | 101.002   |
| Ø 5.0            | 101.003   |
| Ø 5.0 - HEX 2.70 | 101.008   |

CICATRIZADOR  
HEXÁGONO  
EXTERNO

| TAMANHOS  | MOD. CÓD. |
|-----------|-----------|
| 3,3 X 2.0 | 110.001   |
| 3,3 X 3.0 | 110.002   |
| 3,3 X 4.0 | 110.003   |
| 3,3 X 5.0 | 110.004   |
| 4,1 X 2.0 | 110.005   |
| 4,1 X 3.0 | 110.006   |
| 4,1 X 4.0 | 110.007   |
| 4,1 X 5.0 | 110.008   |
| 5,0 X 2.0 | 110.009   |
| 5,0 X 3.0 | 110.010   |
| 5,0 X 4.0 | 110.011   |
| 5,0 X 5.0 | 110.012   |

DIVERGENTE

| TAMANHOS  | MOD. CÓD. |
|-----------|-----------|
| 3,3 X 2.0 | 110.049   |
| 3,3 X 3.0 | 110.050   |
| 3,3 X 4.0 | 110.051   |
| 4,1 X 2.0 | 110.054   |
| 4,1 X 3.0 | 110.055   |
| 4,1 X 4.0 | 110.056   |
| 4,1 X 5.0 | 110.057   |
| 5,0 X 2.0 | 110.059   |
| 5,0 X 3.0 | 110.070   |

HEX. 2.70

| TAMANHOS  | MOD. CÓD. |
|-----------|-----------|
| 5,0 X 2.0 | 110.069   |

- Chave Sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

TRANSFER MOLDEIRA  
HEXÁGONO EXTERNO

ABERTA

| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| Ø 3.3    | 108.204   |
| Ø 4.1    | 108.205   |
| Ø 5.0    | 108.206   |



FECHADA

| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| Ø 3.3    | 108.201   |
| Ø 4.1    | 108.202   |
| Ø 5.0    | 108.203   |

## COVER HEXÁGONO EXTERNO



| DESCRIÇÃO    | MOD. CÓD. |
|--------------|-----------|
| COVER HE 3.3 | 110.205   |
| COVER HE 4.1 | 110.207   |

PARAFUSO HEXÁGONO  
EXTERNO

- Chave Sextavada de 1,2
- Chave Quadrada de 1,3
- Torque máximo indicado: 32 Ncm

| PARAFUSO  | Ø DA ROSCA | MOD. CÓD. |
|-----------|------------|-----------|
| SEXTAVADO | Ø 1.8      | 102.001   |
| SEXTAVADO | Ø 2.0      | 102.002   |
| SEXTAVADO | Ø 2.5      | 102.003   |
| QUADRADO  | Ø 1.8      | 102.006   |
| QUADRADO  | Ø 2.0      | 102.007   |





## UCLA CO-CR HEXÁGONO EXTERNO



### INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em próteses definitivas múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

| DESCRIÇÃO           | MOD. Cód. |
|---------------------|-----------|
| 3.3 Rotacional      | 103.030   |
| 3.3 Anti Rotacional | 103.033   |
| 4.1 Rotacional      | 103.031   |
| 4.1 Anti Rotacional | 103.034   |
| 5.0 Rotacional      | 103.088   |
| 5.0 Anti Rotacional | 103.100   |

## UCLA CALCINÁVEL HEXÁGONO EXTERNO



### INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em próteses definitivas múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: **32 Ncm (após fundição)**

| DESCRIÇÃO           | MOD. Cód. |
|---------------------|-----------|
| 3.3 Rotacional      | 103.201   |
| 3.3 Anti Rotacional | 103.200   |
| 4.1 Rotacional      | 103.205   |
| 4.1 Anti Rotacional | 103.204   |
| 5.0 Rotacional      | 103.207   |
| 5.0 Anti Rotacional | 103.206   |

## UCLA EM TITÂNIO HEXÁGONO EXTERNO



### INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado para próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses provisórias unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem sem parafuso
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

| DESCRIÇÃO           | MOD. Cód. |
|---------------------|-----------|
| 3.3 Rotacional      | 103.001   |
| 3.3 Anti Rotacional | 103.006   |
| 4.1 Rotacional      | 103.003   |
| 4.1 Anti Rotacional | 103.008   |
| 5.0 Rotacional      | 103.005   |
| 5.0 Anti Rotacional | 103.010   |

## MINI PILAR ANGULADO HEXÁGONO EXTERNO



### INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4,5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Embalagem com parafuso
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **20 Ncm**

### Angulação 17°

| TAMANHOS    | MOD. CÔD. |
|-------------|-----------|
| 3.3 x 2.0mm | 114.016   |
| 3.3 x 3.0mm | 114.017   |
| 4.1 x 2.0mm | 114.019   |
| 4.1 x 3.0mm | 114.020   |
| 4.1 x 4.0mm | 114.021   |
| 5.0 x 2.0mm | 114.022   |
| 5.0 x 3.0mm | 114.023   |
| 5.0 x 4.0mm | 114.024   |

### Angulação 30°

| TAMANHOS    | MOD. CÔD. |
|-------------|-----------|
| 3.3 x 3.0mm | 114.025   |
| 3.3 x 4.0mm | 114.026   |
| 4.1 x 3.0mm | 114.027   |
| 4.1 x 4.0mm | 114.028   |
| 5.0 x 3.0mm | 114.029   |
| 5.0 x 4.0mm | 114.030   |

## ANÁLOGO MINI PILAR



| DESCRIÇÃO          | MOD. CÔD. |
|--------------------|-----------|
| ANÁLOGO MINI PILAR | 101.006   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| MODELO                      | MOD. CÔD. |
|-----------------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR | 115.001   |

## CILINDROS



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                                           | MOD. CÔD. |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CILINDRO MINI PILAR TITÂNIO                         | 109.004   |
| CJTO LAB CILINDRO MINI PILAR CALCINÁVEL C/ PARAFUSO | 109.045   |
| CILINDRO MINI PILAR CO-CR C/ PARAFUSO               | 109.014   |

## MINI PILAR HEXÁGONO EXTERNO



### INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4,5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Instalação com chave Mini Pilar
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

| TAMANHOS  | MOD. CÔD. |
|-----------|-----------|
| 3.3 x 1.0 | 107.001   |
| 3.3 x 2.0 | 107.002   |
| 3.3 x 3.0 | 107.003   |
| 3.3 x 4.0 | 107.004   |
| 3.3 x 5.0 | 107.005   |
| 4.1 x 1.0 | 107.006   |
| 4.1 x 2.0 | 107.007   |
| 4.1 x 3.0 | 107.008   |
| 4.1 x 4.0 | 107.026   |
| 4.1 x 5.0 | 107.027   |
| 5.0 x 1.0 | 107.033   |
| 5.0 x 2.0 | 107.034   |
| 5.0 x 3.0 | 107.035   |
| 5.0 x 4.0 | 107.036   |

## TRANSFER MINI PILAR



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                           | MOD. CÔD. |
|-------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MINI PILAR | 108.207   |

| DESCRIÇÃO                            | MOD. CÔD. |
|--------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MINI PILAR | 108.208   |



# GMC

**MELHOR TITÂNIO DO MUNDO**

Os componentes da Singular são produzidos em liga de titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

**MELHOR PRECISÃO DO MERCADO**

Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um rigoroso controle de qualidade.



 **SINGULAR**  
Implants



## ANÁLOGO GMC



| DESCRIÇÃO            | MOD. CÓD. |
|----------------------|-----------|
| ANÁLOGO IMPLANTE GMC | 101.200   |

## CICATRIZADOR GMC



Ø 3,3

| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| 0,8      | 106.207   |
| 1,5      | 106.208   |
| 2,5      | 106.209   |
| 3,5      | 106.210   |
| 4,5      | 106.211   |
| 5,5      | 106.212   |

Ø 4,5

| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| 0,8      | 106.213   |
| 1,5      | 106.214   |
| 2,5      | 106.215   |
| 3,5      | 106.216   |
| 4,5      | 106.217   |
| 5,5      | 106.218   |

- Chave Tork 1,2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

CHAVE  
TORK 1.2

## TRANSFER GMC

CHAVE  
TORK 1.2

- Chave Tork 1,2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

| DESCRIÇÃO                    | MOD. CÓD. |
|------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA GMC | 108.162   |

| DESCRIÇÃO                     | MOD. CÓD. |
|-------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA GMC | 108.160   |

FRUGALIDADE

SINGULAR  
IMPLANTSUMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA



## COMPONENTE TEMPORÁRIO GMC



CHAVE  
TORK 1.2



### INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado para próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses provisórias unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: **20 Ncm**

Ø 3.5

| PLATAFORMA      | TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|-----------------|----------|-----------|
| ROTACIONAL      | 0,8      | 118.352   |
| ROTACIONAL      | 1.5      | 118.353   |
| ROTACIONAL      | 2.5      | 118.354   |
| ROTACIONAL      | 3.5      | 118.355   |
| ANTI-ROTACIONAL | 0,8      | 118.344   |
| ANTI-ROTACIONAL | 1.5      | 118.345   |
| ANTI-ROTACIONAL | 2.5      | 118.346   |
| ANTI-ROTACIONAL | 3.5      | 118.347   |

Ø 4.5

| PLATAFORMA      | TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|-----------------|----------|-----------|
| ROTACIONAL      | 0,8      | 118.356   |
| ROTACIONAL      | 1.5      | 118.357   |
| ROTACIONAL      | 2.5      | 118.358   |
| ROTACIONAL      | 3.5      | 118.359   |
| ANTI-ROTACIONAL | 0,8      | 118.348   |
| ANTI-ROTACIONAL | 1.5      | 118.349   |
| ANTI-ROTACIONAL | 2.5      | 118.350   |
| ANTI-ROTACIONAL | 3.5      | 118.351   |

## UCLA CO-CR GMC



CHAVE  
TORK 1.2



### INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em próteses definitivas múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: **20 Ncm**

| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| 0.8 mm   | 118.309   |
| 1.5 mm   | 118.310   |
| 2.5 mm   | 118.311   |
| 3.5 mm   | 118.312   |
| 4.5 mm   | 118.313   |
| 5.5 mm   | 118.314   |

# QUALIDADE

## SINGULAR IMPLANTS

UMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA



## MINI PILAR CÔNICO GMC



### INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4,5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Instalação com Chave Mini Pilar
- Torque máximo indicado: **32 Ncm**

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 0.8      | 115.243   |
| 1.5      | 115.244   |
| 2.5      | 115.245   |
| 3.5      | 115.246   |
| 4.5      | 115.247   |
| 5.5      | 115.248   |

## MINI PILAR ANGULADO GMC



### INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4,5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Instalação com chave Tork 1.2
- Torque máximo indicado: **20 Ncm**



CHAVE  
TORK 1.2

### Angulação 17°

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 1.5      | 115.249   |
| 2.5      | 115.250   |
| 3.5      | 115.251   |

### Angulação 30°

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 1.5      | 115.252   |
| 2.5      | 115.253   |

## ANÁLOGO MINI PILAR



| DESCRIÇÃO          | MOD. CÔD. |
|--------------------|-----------|
| ANÁLOGO MINI PILAR | 101.006   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



- Chave Sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                   | MOD. CÔD. |
|-----------------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR | 115.001   |

## CILINDROS



- Chave Sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                                           | MOD. CÔD. |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CILINDRO MINI PILAR TITÂNIO                         | 109.004   |
| CJTO LAB CILINDRO CALCINÁVEL MINI PILAR C/ PARAFUSO | 109.045   |
| CILINDRO MINI PILAR CO-CR C/ PARAFUSO               | 109.014   |

## TRANSFER MINI PILAR



- Chave Sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                           | MOD. CÔD. |
|-------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MINI PILAR | 108.207   |

| DESCRIÇÃO                            | MOD. CÔD. |
|--------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MINI PILAR | 108.208   |



## MICRO PILAR GMC

## INDICAÇÕES



- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 3.0mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Indicado para pequenos espaços protéticos
- Instalação com chave Mini Pilar
- Torque máximo indicado: **32Ncm**

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 0.8      | 115.255   |
| 1.5      | 115.256   |
| 2.5      | 115.257   |
| 3.5      | 115.258   |
| 4.5      | 115.259   |
| 5.5      | 115.260   |

## ANÁLOGO MICRO PILAR



| DESCRIÇÃO           | MOD. CÔD. |
|---------------------|-----------|
| ANÁLOGO MICRO PILAR | 101.097   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| MODELO                       | MOD. CÔD. |
|------------------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO MICRO PILAR | 115.020   |

## CILINDROS

- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**



| DESCRIÇÃO                       | MOD. CÔD. |
|---------------------------------|-----------|
| CILINDRO MICRO PILAR EM TITÂNIO | 109.131   |
| CILINDRO MICRO PILAR CALCINÁVEL | 109.132   |
| CILINDRO CO-CR MICRO PILAR      | 109.133   |

## PRECISÃO

SINGULAR  
IMPLANTS

UMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA

## TRANSFER MICRO PILAR



- Chave Sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                                | MOD. CÔD. |
|------------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MICRO PILAR 3.8 | 108.209   |



## PILAR GMC



## INDICAÇÕES

- Prótese Unitária Parafusada ou Cimentada
- Espaço interoclusal mínimo: 4,5mm
- Instalação com chave Tork 1.2
- Torque máximo indicado: **20 Ncm**

CHAVE  
TORK 1.2

| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| 0.8      | 115.237   |
| 1.5      | 115.238   |
| 2.5      | 115.239   |
| 3.5      | 115.240   |
| 4.5      | 115.241   |
| 5.5      | 115.242   |

## ANÁLOGO PILAR GMC



| DESCRIÇÃO         | MOD. CÓD. |
|-------------------|-----------|
| ANÁLOGO PILAR GMC | 101.201   |

## CAPA DE PROTEÇÃO

CHAVE  
TORK 1.2

- Chave Tork 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                  | MOD. CÓD. |
|----------------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO PILAR GMC | 106.221   |

## CILINDROS

CHAVE  
TORK 1.2

| DESCRIÇÃO                     | MOD. CÓD. |
|-------------------------------|-----------|
| CILINDRO PILAR GMC EM TITÂNIO | 118.300   |
| CILINDRO PILAR GMC CALCINÁVEL | 118.302   |

- Chave Tork 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

## DESEMPENHO

SINGULAR  
IMPLANTSUMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA

## TRANSFER PILAR GMC

CHAVE  
TORK 1.2

- Chave Tork 1.2
- Torque máximo indicado: **10 Ncm**

| DESCRIÇÃO                          | MOD. CÓD. |
|------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA PILAR GMC | 108.179   |

| DESCRIÇÃO                           | MOD. CÓD. |
|-------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA PILAR GMC | 108.180   |





## MUNHÃO UNIVERSAL GMC

CHAVE  
TORK 1.2

## INDICAÇÕES

- Para próteses unitárias cimentadas
- Instalação com chave Tork 1.2
- Torque máximo indicado: **20 Ncm**

## Universal

| TAMANHOS       | MOD. CÔD. | TAMANHOS       | MOD. CÔD. |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 3.3 x4 - 0.8mm | 114.566   | 4.5 x4 - 0.8mm | 114.578   |
| 3.3 x4 - 1.5mm | 114.567   | 4.5 x4 - 1.5mm | 114.579   |
| 3.3 x4 - 2.5mm | 114.568   | 4.5 x4 - 2.5mm | 114.580   |
| 3.3 x4 - 3.5mm | 114.569   | 4.5 x4 - 3.5mm | 114.581   |
| 3.3 x4 - 4.5mm | 114.570   | 4.5 x4 - 4.5mm | 114.582   |
| 3.3 x4 - 5.5mm | 114.571   | 4.5 x4 - 5.5mm | 114.583   |
| 3.3 x6 - 0.8mm | 114.572   | 4.5 x6 - 0.8mm | 114.584   |
| 3.3 x6 - 1.5mm | 114.573   | 4.5 x6 - 1.5mm | 114.585   |
| 3.3 x6 - 2.5mm | 114.574   | 4.5 x6 - 2.5mm | 114.586   |
| 3.3 x6 - 3.5mm | 114.575   | 4.5 x6 - 3.5mm | 114.587   |
| 3.3 x6 - 4.5mm | 114.576   | 4.5 x6 - 4.5mm | 114.588   |
| 3.3 x6 - 5.5mm | 114.577   | 4.5 x6 - 5.5mm | 114.589   |

CONJUNTO  
MUNHÃO  
UNIVERSAL

## Acompanha

- Transferente para moldagem
- Cilindro provisório
- Cilindro para fundição

| DESCRIÇÃO                                | MOD. CÔD. |
|------------------------------------------|-----------|
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 3.3 X 4.0 | 103.214   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 3.3 X 6.0 | 103.215   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 4.5 X 4.0 | 103.216   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 4.5 X 6.0 | 103.217   |

## ANÁLOGO DO PILAR UNIVERSAL



| DESCRIÇÃO                      | MOD. CÔD. |
|--------------------------------|-----------|
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 3.3X4.0 | 101.017   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 3.3X6.0 | 101.018   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 4.5X4.0 | 101.019   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 4.5X6.0 | 101.020   |



SINGULAR IMPLANTS. UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA





# SUORTE TÉCNICO E MANUAIS DE INSTRUÇÃO



MANUAL DO  
KIT PROTÉTICO



MANUAL DO  
KIT CIRÚRGICO



FALE COM A  
EQUIPE TÉCNICA



TODOS MANUAIS  
SINGULAR



# DIGITAL

ÍNDICE DIGITAL

COMPONENTES

37



# DIGITAL

## MELHOR TITÂNIO DO MUNDO

Os componentes da Singular são produzidos em liga de titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

## MELHOR PRECISÃO DO MERCADO

Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um rigoroso controle de qualidade.



 **SINGULAR**  
Implants





## ANÁLOGO DIGITAL PRECISION



### INDICAÇÕES

Componentes utilizados pelo laboratório com o objetivo de simular os pilares, munhões ou implantes nos modelos impressos ou modelos convencionais de gesso.

Melhor adaptação e versatilidade do mercado.

| DESCRIÇÃO                                       | MOD. CÓD. |
|-------------------------------------------------|-----------|
| ANÁLOGO DIGITAL MINI PILAR PRECISION            | 127.145   |
| ANÁLOGO DIGITAL MICRO PILAR PRECISION           | 127.134   |
| ANÁLOGO DIGITAL P/ PILAR TG PRECISION           | 127.132   |
| ANÁLOGO DIGITAL P/ PILAR UNIV 3.3 X 4 PRECISION | 127.128   |
| ANÁLOGO DIGITAL P/ PILAR UNIV 3.3 X 6 PRECISION | 127.129   |
| ANÁLOGO DIGITAL P/ PILAR UNIV 4.5 X 4 PRECISION | 127.130   |
| ANÁLOGO DIGITAL P/ PILAR UNIV 4.5 X 6 PRECISION | 127.131   |
| ANÁLOGO DIGITAL CM N PRECISION                  | 127.125   |
| ANÁLOGO DIGITAL HE 3.3 PRECISION                | 127.103   |
| ANÁLOGO DIGITAL HE 4.1 PRECISION                | 127.105   |
| ANÁLOGO DIGITAL HE 5.0 PRECISION HEX 2.7        | 127.107   |
| ANÁLOGO DIGITAL GMC PRECISION                   | 127.156   |
| ANÁLOGO DIGITAL PRECISION HEX 3,3 NEODENT       | 127.106   |
| ANÁLOGO DIGITAL TIBASE4 PRECISION               | 127.155   |

## TRANSFER DIGITAL ESFERA



### INDICAÇÕES

Os Transfers Digitais são indicados como corpo de escaneamento para sistema CAD/CAM, podendo ser usado para escaneamento intra oral ou escaneamento de bancada.

• Torque máximo indicado: 10 Ncm

| DESCRIÇÃO                                              | MOD. CÓD.                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| TRANSFER DIGITAL ESFERA CM                             | 125.074                   |
| TRANSFER DIGITAL P/ CM SINGULAR/NEODENT - BASE TITANIO | 125.025                   |
| TRANSFER DIGITAL ESFERA GMC                            | 125.166                   |
| TRANSFER DIGITAL P/ MINI PILAR ALTO                    | 125.046                   |
| TRANSFER DIGITAL ESFERA MICROPILAR                     | 125.096                   |
| TRANSFER DIGITAL ESFERA PILAR UNIVERSAL 3.3 X 4        | 125.089                   |
| TRANSFER DIGITAL ESFERA PILAR UNIVERSAL 3.3 X 6        | 125.090                   |
| TRANSFER DIGITAL ESFERA PILAR UNIVERSAL 4.5 X 4        | 125.091                   |
| TRANSFER DIGITAL ESFERA PILAR UNIVERSAL 4.5 X 6        | 125.092                   |
| TRANSFER DIGITAL ESFERA PILAR TG                       | 125.093                   |
| TRANSFER DIGITAL ESFERA HE 3.3                         | 125.056                   |
| TRANSFER DIGITAL ESFERA HE 4.1                         | 125.058                   |
| TRANSFER DIGITAL ESFERA HE 5.0 HEX 3.3 - NEODENT       | 125.059                   |
| TRANSFER DIGITAL ESFERA HE 5.0 HEX 2.7 - SINGULAR      | 125.060                   |
| TRANSFER DIGITAL TIBASE4 REGULAR                       | 125.050                   |
| CICABODY                                               | <b>LANÇAMENTO</b> 125.105 |



## TIBASE4 | CONE MORSE LAB



### INDICAÇÕES

- Pilar parafusada ou cimentada para sistema CAD/CAM
- Instalação com chave sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: **32Ncm**
- Compatibilidade: Implantes 11,5° com rosca de 1,8mm
- Material: Titânio ASTM F136
- Espaço interoclusal mínimo: 5,5mm

| DESCRIÇÃO                          | MOD. CÓD. |
|------------------------------------|-----------|
| BASE TIBASE4 CAD CM N 0.8 MM P/LAB | 126.201   |
| BASE TIBASE4 CAD CM N 1.5MM P/LAB  | 126.143   |
| BASE TIBASE4 CAD CM N 2.5MM P/LAB  | 126.144   |
| BASE TIBASE4 CAD CM N 3.5MM P/LAB  | 126.145   |
| BASE TIBASE4 CAD CM N 4.5MM P/LAB  | 126.146   |

## TIBASE TG CEREC



### INDICAÇÕES

- Pilar parafusada ou cimentada para sistema CAD/CAM
- Instalação com chave sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: **32Ncm**
- Compatibilidade: Pilar TG e Pilar GT
- Material: Titânio ASTM F136
- Espaço interoclusal mínimo: 5,5mm

| DESCRIÇÃO                    | MOD. CÓD. |
|------------------------------|-----------|
| BASE TIBASE4 CAD TG P/ CEREC | 126.168   |

## TIBASE4 | HEXÁGONO EXTERNO CEREC



### INDICAÇÕES

- Pilar parafusada ou cimentada para sistema CAD/CAM
- Instalação com chave sextavada de 1,2
- Torque máximo indicado: **32Ncm**
- Compatibilidade: HE.3.3 Singular/Neodent, HE.4.1 Universal Branemark
- Material: Titânio ASTM F136
- Espaço interoclusal mínimo: 5,5mm

| CONEXÃO         | DESCRIÇÃO                                             | MOD. CÓD. |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD HE 3.3 1MM P/CEREC                   | 126.213   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD HE 3.3 2MM P/CEREC                   | 126.073   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD HE 3.3 3MM P/CEREC                   | 126.074   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD HE 4.1 1MM P/CEREC                   | 126.204   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD HE 4.1 2MM P/CEREC                   | 126.205   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD HE 4.1 3MM P/CEREC                   | 126.210   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD HE 5.0 P/CEREC (CINTA 1,3mm)         | 126.221   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD HE 5.0 HEX 2.7 P/CEREC (CINTA 0,5mm) | 126.222   |
| ROTACIONAL      | BASE TIBASE4 CAD HE 4,1 ROT. P/CEREC                  | 126.124   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD HE 4,1 P/CEREC                       | 126.218   |



**SINGULAR  
IMPLANTS**  
UMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA



## TIBASE4 | HEXÁGONO EXTERNO LAB



### INDICAÇÕES

- Pilar parafusada ou cimentada para sistema CAD/CAM
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **32Ncm**
- Compatibilidade: HE.3.3 Singular/Neodent, HE.4.1 Universal Branemark
- Material: Titânio ASTM F136
- Espaço interoclusal mínimo: 5.5mm

| DESCRIÇÃO                                           | MOD. CÓD. |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| BASE TIBASE4 CAD HE 4.1 P/LAB                       | 126.185   |
| BASE TIBASE4 CAD HE 3.3 P/LAB                       | 126.183   |
| BASE TIBASE4 CAD HE 5.0 HEX 2.7 P/LAB (CINTA 0.5mm) | 126.188   |
| BASE TIBASE4 CAD HE 5.0 P/LAB (CINTA 1.3mm)         | 126.187   |

## MINI TI



### INDICAÇÕES

- Para uso clínico ou laboratorial em sistemas CAD/CAM
- Instalação com chave sextavada de 1.2
  - Torque máximo indicado: **10Ncm**
  - Compatibilidade: Mini pilar
  - Material: Titânio ASTM F136
  - Espaço interoclusal mínimo: 5.0mm

| DESCRIÇÃO | MOD. CÓD. |
|-----------|-----------|
| MINI TI   | 115.011   |

## TIBASE4 | CONE MORSE CEREC



### INDICAÇÕES

- Pilar parafusada ou cimentada para sistema CAD/CAM
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **32Ncm**
- Compatibilidade: Implantes 11,5° com rosca de 1.8mm
- Material: Titânio ASTM F136
- Espaço interoclusal mínimo: 5.5mm

### LARGE

| CONEXÃO         | DESCRIÇÃO                                | MOD. CÓD. |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|
| ROTACIONAL      | BASE TIBASE4 CAD CM N ROT 0.8 MM P/CEREC | 126.075   |
| ROTACIONAL      | BASE TIBASE4 CAD CM N ROT 1.5MM P/CEREC  | 126.076   |
| ROTACIONAL      | BASE TIBASE4 CAD CM N ROT 2.5MM P/CEREC  | 126.077   |
| ROTACIONAL      | BASE TIBASE4 CAD CM N ROT 3.5MM P/CEREC  | 126.078   |
| ROTACIONAL      | BASE TIBASE4 CAD CM N ROT 4.5MM P/CEREC  | 126.079   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD CM N 0.8 MM P/CEREC     | 126.098   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD CM N 1.5MM P/CEREC      | 126.125   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD CM N 2.5MM P/CEREC      | 126.126   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD CM N 3.5MM P/CEREC      | 126.127   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD CM N 4.5MM P/CEREC      | 126.128   |

### SMALL

| CONEXÃO         | DESCRIÇÃO                                  | MOD. CÓD. |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------|
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD CM N 0.8 MM SMALL P/CEREC | 126.234   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD CM N 1.5MM SMALL P/CEREC  | 126.235   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD CM N 2.5MM SMALL P/CEREC  | 126.233   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD CM N 3.5MM SMALL P/CEREC  | 126.236   |
| ANTI-ROTACIONAL | BASE TIBASE4 CAD CM N 4.5MM SMALL P/CEREC  | 130.106   |





## Novidade Singular

Maior resistência. Pode ser fundido. Uso clínico ou laboratorial.

### CR-BASE GMC



#### INDICAÇÕES

- Pilar parafusada ou cimentada para sistema CAD/CAM
- Instalação com chave Tork de 1.2
- Torque máximo indicado: **20Ncm**
- Compatibilidade: Implantes GMC e GM Neodent
- Material: CO-CR ASTM 1537
- Espaço interoclusal mínimo: 5.5mm



CHAVE  
TORK 1.2

| DESCRIÇÃO                  | MOD. CÓD. |
|----------------------------|-----------|
| CR-BASE GMC P/ CEREC       | 135.101   |
| CR-BASE GMC 1.5MM P/ CEREC | 135.102   |
| CR-BASE GMC 2.5MM P/ CEREC | 135.103   |
| CR-BASE GMC 3.5MM P/ CEREC | 135.104   |
| CR-BASE GMC 4.5MM P/ CEREC | 135.105   |

### CR-BASE CONE MORSE



#### INDICAÇÕES

- Pilar parafusada ou cimentada para sistema CAD/CAM
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: **32Ncm**
- Compatibilidade: Implantes 11,5° com rosca de 1.8mm
- Material: CO-CR ASTM 1537
- Espaço interoclusal mínimo: 5.5mm

| DESCRIÇÃO                   | MOD. CÓD. |
|-----------------------------|-----------|
| CR-BASE CM N P/ CEREC       | 135.108   |
| CR-BASE CM N 1.5MM P/ CEREC | 135.109   |
| CR-BASE CM N 2.5MM P/ CEREC | 135.110   |
| CR-BASE CM N 3.5MM P/ CEREC | 135.111   |
| CR-BASE CM N 4.5MM P/ CEREC | 135.112   |



**SINGULAR IMPLANTS.** UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA







## SUORTE TÉCNICO E MANUAIS DE INSTRUÇÃO



MANUAL DO  
KIT PROTÉTICO



MANUAL DO  
KIT CIRÚRGICO




FALE COM A  
EQUIPE TÉCNICA



TODOS MANUAIS  
SINGULAR






# KITS SINGULAR



# KITS

PRÁTICOS  
INTELIGENTES  
E VERSÁTEIS



 **SINGULAR**  
Implants



# KIT CIRÚRGICO GUIADO



## KIT CIRÚRGICO GUIADO - CÓDIGO: 122.013

- Para instalação guiada de implantes Ø 3.5, Ø3.75, Ø4.0, Ø4.3 de conexão protética Cone morse de macro geometria cônica e cilíndrica
- Valor de offset fixo de 9mm
- Possibilita elevada precisão na colocação de implante


### Itens comercializados separadamente

| ANILHAS PARA GUIA CIRÚRGICO                         | MOD. CÔD. |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| ANILHA DE FIXAÇÃO                                   | 122.047   |
| ANILHA 2.0/2.8 ESTREITA (Anilha para implante Ø3.5) | 122.030   |
| ANILHA 3.5/4.3 (Anilha para implante Ø3.75 e Ø4.0)  | 122.032   |
| ANILHA 4.3 (Anilha para implante Ø4.3)              | 122.029   |

| DESCRIÇÃO                                | MOD. CÔD. |
|------------------------------------------|-----------|
| CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1.2 CURTA        | 117.010   |
| PROLONGADOR DE BROCA E CHAVE EXTENSORA   | 122.004   |
| PROLONGADOR DE BROCA                     | 122.025   |
| GUIA DE BROCAS 2.0/2.8                   | 122.016   |
| GUIA DE BROCAS 3.0/3.3                   | 122.017   |
| GUIA DE BROCAS 2.0/2.4                   | 122.022   |
| PINO DE FIXAÇÃO                          | 122.024   |
| ANILHA 4.3                               | 122.029   |
| ANILHA 3.5/4.3                           | 122.032   |
| MONTADOR CM LONGO ESTREITO               | 122.042   |
| MONTADOR CM CURTO ESTREITO               | 122.043   |
| MONTADOR CM CURTO REGULAR                | 122.044   |
| MONTADOR CM LONGO REGULAR                | 122.045   |
| CHAVE CATRACA CM CURTA                   | 150.202   |
| CHAVE CATRACA CM LONGA                   | 150.199   |
| BROCA HELICOIDAL 3.15                    | 150.004   |
| BROCA LANÇA CÔNICA                       | 150.071   |
| BROCA ENXERTO 1.3 CONTRA-ÂNGULO          | 150.079   |
| BROCA ANCORAGEM 1.3 CONTRA-ÂNGULO        | 150.106   |
| BROCA GUIDE 2.0                          | 150.094   |
| BROCA GUIDE 2.0 MAX                      | 150.175   |
| BROCA HELICOIDAL DUAL 2.8                | 150.200   |
| BROCA HELICOIDAL DUAL 3.0                | 150.201   |
| BROCA GUIDE SING 2.75                    | 150.325   |
| BROCA GUIDE SING 3.25                    | 150.327   |
| BROCA GUIDE SING 3.85                    | 150.328   |
| SONDA MILIMETRADA                        | 122.005   |
| CHAVES DIGITAIS PARA CHAVES TORQUE LONGA | 117.140   |
| PINÇA DE TITÂNIO                         | 122.009   |
| STOP DRILL Ø3.4 X 7                      | 155.037   |
| STOP DRILL Ø4.1 X 7                      | 155.046   |
| STOP DRILL Ø3.4 X 8.5                    | 155.061   |
| STOP DRILL Ø4.1 X 8.5                    | 155.070   |
| STOP DRILL Ø2.6 X 10                     | 155.076   |
| STOP DRILL Ø3.4 X 10                     | 155.085   |
| STOP DRILL Ø3.4 X 11.5                   | 155.109   |
| STOP DRILL Ø3.4 X 13                     | 155.133   |
| STOP DRILL Ø3.4 X 15                     | 155.157   |
| STOP DRILL Ø4.1 X 15                     | 155.166   |
| ESTOJO CIRURGIA GUIADA                   | 161.005   |



# KIT CIRÚRGICO IMPLANTE



KIT CIRÚRGICO SINGULAR - CÓDIGO 150.551


- PARA INSTALAÇÃO DE TODA A LINHA DE IMPLANTES SINGULAR
- INSTRUMENTAL CIRÚRGICO SIMPLIFICADO
- PARA TODOS OS TIPOS DE OSSOS

| DESCRIÇÃO                           | MOD. CÓD. |
|-------------------------------------|-----------|
| PARALELIZADOR                       | 122.010   |
| BROCA HELICOIDAL 2.0                | 150.001   |
| BROCA HELICOIDAL 2.8                | 150.002   |
| BROCA HELICOIDAL 3.0                | 150.003   |
| BROCA HELICOIDAL 3.3                | 150.005   |
| BROCA HELICOIDAL 4.3                | 150.008   |
| BROCA LANÇA 2.0                     | 150.022   |
| BROCA PILOTO 2/3                    | 150.157   |
| BROCA CÔNICA 3.5                    | 150.120   |
| BROCA CÔNICA 4.3                    | 150.121   |
| BROCA CÔNICA 5.0                    | 150.122   |
| EXTRATOR DE MUCOSA 1 GUIDE          | 150.180   |
| MONTADOR CM N                       | 117.090   |
| MONTADOR HE 3.3                     | 117.091   |
| MONTADOR HE 4.1                     | 117.093   |
| CHAVE CATRACA HE 4.1 CURTA          | 150.205   |
| CHAVE CATRACA HE 4.1 LONGA          | 150.206   |
| CHAVE CATRACA HE 3.3 CURTA          | 150.211   |
| CHAVE CATRACA HE 3.3 LONGA          | 150.212   |
| CHAVE CATRACA CM CURTA              | 150.202   |
| CHAVE CATRACA CM LONGA              | 150.199   |
| CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0.9MM CURTA | 117.114   |
| CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1.2MM CURTA | 117.010   |
| CHAVE DIGITAL TORK CURTA            | 117.313   |
| CHAVE TORQUE CÔNICA CURTA           | 117.135   |
| CHAVES TORQUIMETRO                  | 117.140   |
| SONDA MILIMETRADA                   | 122.005   |
| BROCA CÔNICA 3.5 MAX                | 150.172   |
| ESTOJO CIRÚRGICO                    | 160.000   |





# KIT CIRÚRGICO SMART



KIT CIRÚRGICO SMART - CÓDIGO 150.555

- INDICADO PARA A INSTALAÇÃO DE IMPLANTES SINGULAR IMPLANTS DOS TIPOS CÔNICO E GODIRECT
- PODE SER USADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM TIPOS ÓSSEOS III E IV

| DESCRIÇÃO                                | MOD. CÔD. |
|------------------------------------------|-----------|
| BROCA CÔNICA 3,5                         | 150.120   |
| BROCA CÔNICA 3,5 MAX                     | 150.172   |
| BROCA CÔNICA 4,3                         | 150.121   |
| BROCA HELICOIDAL 2,0                     | 150.001   |
| BROCA LANÇA 2,0                          | 150.022   |
| CHAVE CATRACA CM CURTA                   | 150.202   |
| CHAVE CATRACA CM LONGA                   | 150.199   |
| CHAVE CATRACA HE 4,1 CURTA               | 150.205   |
| CHAVE CATRACA HE 4,1 LONGA               | 150.206   |
| CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0,9 CURTA        | 117.114   |
| CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1,2 CURTA        | 117.010   |
| CHAVE DIGITAL TORK CURTA                 | 117.313   |
| CHAVES DIGITAIS PARA CHAVES TORQUE CURTA | 117.002   |
| CHAVES DIGITAIS PARA CHAVES TORQUE LONGA | 117.140   |
| ESTOJO CIRÚRGICO SMART                   | 160.100   |
| EXTRATOR DE MUCOSA 1 GUIDE               | 150.180   |
| MONTADOR CM N                            | 117.090   |
| MONTADOR HE 4,1                          | 117.093   |
| PARALELIZADOR                            | 122.010   |
| SONDA MILIMETRADA                        | 122.005   |

## KIT SGL

- Compatível com todos os contra-ângulos
- Stops de brocas



| DESCRIÇÃO      | MOD. CÔD. |
|----------------|-----------|
| SGL Guide - 07 | 161.000   |
| SGL Guide - 08 |           |
| SGL Guide - 09 |           |
| SGL Guide - 10 |           |
| SGL Guide - 11 |           |
| SGL Guide - 13 |           |
| SGL Guide - 15 |           |
| SGL Guide - 16 |           |
| SGL Guide - 17 |           |



# KIT PROTÉTICO SINGULAR



KIT PROTÉTICO SINGULAR - CÓDIGO: 150.600

- PARA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE COMPONENTES PROTÉTICOS
- INSTRUMENTAL PROTÉTICO SIMPLIFICADO E VERSÁTIL
- COMPATIBILIDADE UNIVERSAL

| DESCRIÇÃO                                | MOD. CÔD. |
|------------------------------------------|-----------|
| CHAVE TORQUE HEXAGONAL 0,9MM CURTA       | 117.008   |
| CHAVE HEXAGONAL 0,9MM LONGA              | 117.300   |
| CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.2MM CURTA       | 117.109   |
| CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.2MM MÉDIA       | 117.037   |
| CHAVE TORQUE QUADRADA 1.3MM CURTA        | 117.018   |
| CHAVE TORQUE QUADRADA 1.3MM MÉDIA        | 117.019   |
| CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.6MM MÉDIA       | 117.040   |
| CHAVE ADAPTAÇÃO PROTÉTICA                | 117.141   |
| CHAVE TORQUE CÔNICA CURTA                | 117.135   |
| CHAVES DIGITAIS PARA CHAVES TORQUE LONGA | 117.140   |
| CHAVE TORQUE FENDA                       | 117.306   |
| CHAVE TORQUE FENDA O'RING                | 117.305   |
| CHAVE TORK CURTA P/ TORQUIMETRO          | 117.310   |
| CHAVE TORK MÉDIA P/ TORQUIMETRO          | 117.311   |



## SUORTE TÉCNICO E MANUAIS DE INSTRUÇÃO



MANUAL DO  
KIT PROTÉTICO



MANUAL DO  
KIT CIRÚRGICO



TODOS MANUAIS  
SINGULAR



FALE COM A  
EQUIPE TÉCNICA





**SINGULAR**  
Implants



@SINGULARIMPLANTS

DMR IND.E COM DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA  
CNPJ: 11.812.152/0001-05  
TELEFONE: 08000244378  
WHATSAPP: +5584998062299  
E-MAIL: COMERCIAL@SINGULARIMPLANTS.COM.BR

